

Donner ROUND (Gel)

Hygienické bezkontaktní použití. V bílé, stříbrné nebo černé barvě



EAN: 8596220013552
1 390 Kč
1 149 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220010438
1 290 Kč
1 066 Kč ohne MwSt.



EAN: 8596220010421
1 390 Kč
1 149 Kč ohne MwSt.

Donner ROUND Gel ist für die berührungslose Abgabe von Gelpräparaten wie Seife oder Gelsdesinfektionsmittel bestimmt. Es funktioniert komplett automatisch - berührungslos. Der automatische Spender verfügt über einen Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 700 ml (bis zu 1400 Dosen). Die Dosiermenge ist einstellbar für maximale Einsparungen und Effizienz. Das Gerät kann mit verschiedenen Füllungen befüllt werden, so dass Sie nicht nur an einen Lieferanten gebunden sind. Die kompakten Abmessungen und das elegante Design ermöglichen es, Donner ROUND Gel praktisch überall zu platzieren.

Hygienische berührungslose Verwendung

Dank des zuverlässigen Infrarotsensors gibt der Spender unmittelbar nach dem Auflegen der Hand eine Dosis des Füllstoffs ab. Auf diese Weise kommen die Hände überhaupt nicht mit dem Spender in Kontakt, was eine effektive Vermeidung von Kontamination mit Bakterien und Viren gewährleistet.

Berührungsloser Desinfektionsspender

Donner ROUND Gel eignet sich hervorragend als automatischer Desinfektionsspender. Wenn er im Eingangsbereich platziert wird, gewährleistet er maximale Hygiene und ein Gefühl der Sicherheit für alle Besucher und Mitarbeiter.

Praktischer Seifenspender

Elegantes Design und kompakte Abmessungen machen diesen Spender ideal für den Einsatz in jedem Waschraum und Badezimmer. Der ROUND Gel-Spender eignet sich perfekt für die hygienische Abgabe von Flüssigseife. Dadurch haben Sie sowohl einen Seifenspender als auch einen Gel-Desinfektionsspender im einheitlichen Design.

Einstellbare Dosiermenge

Der Dosierer Donner ROUND Gel ermöglicht eine präzise Einstellung der abgegebenen Gelmengen. Die Einstellung erfolgt schrittweise in Schritten von 0,5 ml (von 0,5 bis 5 ml). Wenn Sie es als Seifenspender verwenden, können Sie die Menge einstellen, die für eine bequeme Reinigung erforderlich ist, ohne zu verschwenden. Bei Verwendung als Desinfektionsmittelspender haben Sie die Gewissheit, dass Sie die Menge des vom Hersteller empfohlenen Desinfektionsmittels verwenden.

Robuster Körper aus Edelstahl

Der Körper des Dosiergeräts in Edelstahlausführung ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Sie können zwischen zwei Oberflächenbehandlungen wählen, poliertem Edelstahl oder weißer Farbe. Der automatische Dosierer widersteht somit gut mechanischer Beschädigung und erhöhter Feuchtigkeit.

Einfache Ausführung

Der Dosierer ist mit einem Behälter mit einer Kapazität von 700 ml - bis zu 1400 Portionen Desinfektionsmittel oder Seife ausgestattet. Eine neue Befüllung wird einfach über den breiten Hals eingegossen, nachdem der obere Deckel abgenommen wurde. Sie sind also nicht nur an einen Lieferanten von Ersatzbefüllungen (Beuteln) gebunden. Der Deckel ist mit einem Schloss gesichert, um unbefugtes Manipulieren des Dosierers zu verhindern. Die große Befüllöffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen auch aus großen Behältern, ohne unnötiges Verschütten.

Einfache Wartung

Der Körper des Desinfektions- oder Flüssigseifenspenders ist glatt und ohne unnötige Falten, in denen sich Schmutz festsetzen könnte. Der Spender kann im Rahmen der normalen Reinigung einfach mit einem feuchten Tuch und einem handelsüblichen Reinigungsmittel abgewischt werden. Die Düse des Spenders kann gelegentlich entfernt und gespült werden.

Lange Akkulaufzeit

Der Dispenser wird mit 4 Stück AA-Batterien (DC6V) betrieben. Wenn Sie hochwertige Batterien verwenden, wird der Donner-Dispenser bis zu sechs Monate lang betriebsbereit sein.

Upozornění: Pro správnou funkčnost automatického dávkovače používejte pouze výrobcem stanovené napájecí baterie. Nepoužívejte nealkalické a nabíjecí baterie, jelikož u tohoto typu dochází k jeho rychlému samo-vybíjení.

Parameter

Grundparameter

Model:	Donner ROUND (Gel)
Garantiezeit:	2 Jahre
Produktcode TARIC:	I'm sorry, but I couldn't find a valid sentence in Czech to translate into German from the number you provided. Please provide a complete sentence in Czech for me to translate.

Technische Daten

Die Befestigungs- / Installationsmethode:	Wand-/Ständermontage
Material der Abdeckung - Hüllen:	Edelstahl
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Weiß Lack / gebürsteter Edelstahl / schwarz
Boot system:	Automatischer Infrarot-
Startentfernung:	5-9 cm
Indikation des Zustands:	LED-Lampe
Kapazität des Dosiergeräts:	700 ml
Betriebsinhalt:	Gelbasis (Desinfektionsmittel, Seife, Shampoo, Reinigungsmittel)
Befüllen von Flüssigkeiten:	Nachfüllen mit breiter Öffnung
Einstellung der Dosis:	0,5-2,5 ml (5 Einstellschritte)
Anzahl der Dosen pro eine Füllung:	280-1400
Betriebstemperatur:	0-45 °C

El. Spezifikation

Stromversorgung:	6x AA 1,5 V (pouze nenabíjecí baterie)
------------------	--

Sicherheits- und Schutzelemente

Verhinderung nicht autorisierter Manipulationen:	Service-Schlüssel
--	-------------------

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	220 x 110 x 100 mm (v/b/t)
Gewicht des Geräts:	1,1 kg
Abmessungen der Verpackung:	255 x 132 x 115 mm (h/b/t)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	1,3 kg
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Pappschachtel
Breite der Verpackung:	13,2
Höhe der Verpackung:	25,5
Tiefe der Verpackung:	11,5

